

Begleitschreiben zur Probeneinsendung - Pferd – Auftrag durch Tierarzt

Tierarzt:

Neukunde | Bestandskunde mit Kundennummer.:

Praxisname:

Inhaber:

Straße/Nr.:

PLZ/Ort:

E-Mail-Adresse:

Telefon:

Tierhalter / Tierbesitzer / Tiereigentümer (Tier-Ansprechpartner, folgend TAP genannt):

Neukunde | Bestandskunde mit Kundennummer.:

Name/Vorname:

Straße/Nr.:

PLZ/Ort:

E-Mail-Adresse:

Telefon:

Zahlungsabwicklung:

- Online-Bezahlung über mein Nutzerkonto (Lastschrift, Kreditkarten, PayPal, Giropay)
- Rechnung an Tierarzt (wird per E-Mail an die obige Adresse verschickt)
- Zahlung durch Tierhalter/Tierbesitzer/Tiereigentümer (**Angaben TAP erforderlich**)

Hinweise zur Handhabung:

1) Keine Angabe zum TAP:

Dem einsendenden Tierarzt wird die KOMPLETTE Online-Tierakte zugeordnet. Er erhält die Zahlungsaufforderung/Rechnung und bei Abschluss einer Untersuchung den Befund per E-Mail. Alle Befunde und Aufträge können über das Nutzerkonto eingesehen werden.

Eine Übertragung der Tierakte auf den Tierhalter/Besitzer/Eigentümer ist jederzeit möglich.

2) TAP wird angegeben, soll NICHT bezahlen, aber die Befunde erhalten:

Dem TAP wird die KOMPLETTE Online Tierakte zugeordnet. Er erhält eine Kopie der E-Mail zur Befundmitteilung.

Der einsendende Tierarzt gilt als Auftraggeber und **erhält die Zahlungsaufforderung/Rechnung**. Er hat über sein Nutzerkonto Einsicht in die Stammdaten der Tierakte sowie zu den erteilten Untersuchungen.

3) TAP wird angegeben UND übernimmt die Bezahlung dieses Auftrages:

Dem TAP wird die KOMPLETTE Online Tierakte zugeordnet und er gilt als Auftraggeber. Er erhält die zugehörige Zahlungsaufforderung/Rechnung sowie die Befundzertifikate per E-Mail.

Der einsendende Tierarzt gilt als ‚Zeuge der Probenahme‘ und erhält eine Kopie der E-Mail mit den Befundzertifikaten.

Probenmaterial und Tierdaten:

Haarwurzeln | EDTA-Blut | GOcard®-SC mit Blut / Sperma
Name des Tieres: Geschlecht: Hengst/Wallach Stute
Rasse: Geburtstag:
Chip/Tattoo:
Verband/Zuchtbuch Lebensnr. /UELN:

Ich wünsche folgende DNA-Tests / Leistungen:

(Übersicht und Preise siehe <https://shop.generatio.de>)

Probeneinlagerung (kostenlos für Haarwurzeln) Sonstiger Test:
 MIM-6 Varianten Sonstiger Test:
 PSSM1 (Durchführung durch Partnerlabor) Sonstiger Test:

Bemerkung:
.....
.....

Erklärung des Einsenders:

Ich habe die Kennzeichnung des Tieres überprüft.

Die diesem Formular beiliegende Probe stammt vom angegebenen Tier und ist eindeutig gekennzeichnet. Für eine korrekte Laboranalyse können wir nur Proben bearbeiten, welche korrekt gebündelt bei uns ankommen.

Ich bin berechtigt zu dem genannten Tier Untersuchungen zu beauftragen und Befunde entgegenzunehmen. Die AGBs unter www.generatio.de habe ich gelesen und erkenne ich an.

Außerdem bestätige ich, dass alle angegebenen Daten korrekt sind. Für die Vollständigkeit der Daten - insbesondere die des Tieres - bin ich selbst verantwortlich.

Wir wünschen die kostenlose Zusendung von Probenentnahmesets an unsere angegebene Praxisadresse.
Stückzahl:

Ort/Datum: Unterschrift

Praxisstempel (**notwendig**):

Empfänger des Auftrages:

Generatio GmbH – Center for Animal Genetics
Blumenstr. 49
D-69115 Heidelberg

Anleitung zur Probenentnahme: Haarprobe von Pferden

Entnahme der Haarprobe

- 1 Die DNA der Pferde kann aus den Haarwurzeln isoliert werden. Hierzu zupfen Sie **60 bis 80 Mähnen- oder Schweifhaare** aus und vergewissern sich, dass an jedem Haar ein **Follikel (Haarwurzel)** vorhanden ist.
Wichtig: Die Haare müssen herausgezogen werden - bitte schneiden Sie diese nicht ab (siehe Bilder)!
Bei der Entnahme der Haare sollten zuvor keine Pflegeprodukte wie Mähnenspray, Creme usw. verwendet worden sein. Sollte dies der Fall sein, entnehmen Sie die Haare erst nachdem Sie ca. 4 Tage auf Pflegeprodukte verzichtet haben oder waschen Sie die Haare vor der Entnahme mit klarem Wasser ab. Entnehmen Sie die Haare erst, wenn diese trocken sind.
- 2 Kleben Sie die Haare mit dem beigelegten Klebestreifen auf die **vorgesehene Stelle der Probenkarte** auf. Achten Sie darauf, dass der Klebestreifen keinesfalls die Haarwurzeln berührt.
- 3 **Beschriften Sie die Probenkarte** entsprechend den Vorgaben.
Es können mehrere Proben in einem Umschlag verschickt werden, jede Probe muss jedoch in einem separat verschließbaren Beutel verpackt werden. Eine Kühlung der Proben ist nicht notwendig.
Wichtig: Achten Sie unbedingt darauf, dass Proben von unterschiedlichen Pferden nicht miteinander in Berührung kommen.
Für eine korrekte Laboranalyse können wir nur Proben bearbeiten, welche korrekt gebündelt bei uns ankommen.



Der dickere Teil am Ende der Haare sind die Haarwurzeln. Diese können weiß oder schwarz sein.



Vorbereitete Probenkarte: Bitte füllen Sie die Felder auf der Rückseite der Karte mit Ihren Daten aus.

- 4 Optional: Wenn die Testergebnisse offiziell anerkannt werden sollen (von einer Zuchtorganisation oder zum Zwecke des Verkaufs oder der Zucht des Pferdes), muss die Probe von einer Tierärztin oder einem Tierarzt entnommen werden, der als Zeuge die Identität des Pferdes bestätigen kann. Dies erfordert einen Stempel und eine Unterschrift des Tierarztes sowie die Angabe des Mikrochips (bevorzugt) und/oder die Lebensnummer des Pferdes. Wenn die Testergebnisse für Ihren eigenen Gebrauch bestimmt sind, ist ein Zeuge nicht erforderlich. Die Zeugenerklärung ist auf dem beiliegenden Einsendungsformular festzuhalten.

Versandhinweise

Bitte verpacken Sie die Probenkarte in die beiliegende Hülle. Stecken Sie diese in den beigelegten Rücksendeumschlag. Versehen Sie diesen mit Ihrer korrekten Absenderadresse. Bitte frankieren Sie diesen ausreichend.

Für Proben, die von außerhalb der EU an uns gesendet werden, füllen Sie bitte das **Formular CN22** (erhältlich in jeder Poststelle) aus und kleben Sie dieses außen an den Briefumschlag. Bitte tragen Sie die VAT Nummer in das Feld für VAT oder EORI Nummer ein: DE2160 3853 9402 593. Bitte versenden Sie nicht per Kurier. Weitere Informationen zum Probenversand finden Sie hier: www.generatio.de/informationen/probenversand

Testverfahren und Ergebnisse

Die Bearbeitung der Probe beginnt unmittelbar nach Erhalt der Probe. Sie erhalten eine automatische Benachrichtigung, sobald die Probe bei uns eingegangen ist.

Die Ergebnisse erhalten Sie per E-Mail und werden außerdem in Ihrem Konto abrufbar sein.

Generatio GmbH

Blumenstr. 49
69115 Heidelberg
Deutschland

Kontakt für Pferdeproben:
support@generatio.com
+49 7071 565 448 50 (Tel)

Kontakt für Hunde- & Kamelproben:
support@generatio.com
+49 7071 565 448 50 (Tel)

Anleitung zur Probenentnahme

Testergebnisse in der digitalen Tierakte

- 1 Loggen Sie sich in Ihrem sicheren Online-Tierdaten-Konto, dem „Animal Trust Center“, ein: atc.generatio.de
Hier ergänzen Sie die fehlenden Informationen zu Ihrem Tier, welche später auf den Befunden und Zertifikaten erscheinen.

test Kan 1781

Allgemein
Stammdaten
Zucht
Notizen

Zertifikate
DNA-Infolevel
DNA-Tests bestellen
Befunde Erbanlagen
Einzelgene
Komplexe Merkmale
DNA Identität
Abstammung
Genetische Vielfalt
Stammbaum
Befunde Fremdlabor

Community
Freigabe
DNA-Programm
Tierakte übertragen

Allgemein
Stammdaten

Rufname: test Kan 1781

Tierart: Pferd

Rasse: Andalusier/Pura Raza Española (PRE)

Bei Hybridzucht:

Geschlecht: männlich

Geburtsdatum: 03.11.2023

Todesdatum: 02.11.2023

Bild ändern
LPG, PNG, GIF - max. 4 MB
Bild auswählen Durchsuchen

Tier löschen Sperren

Komplexe Merkmale

Artikelbezeichnung	Testname	Markername	Allel 1	Allel 2	Erläuterung
MIM-6 Var. (vormals "PSSM2")	P2	MYOT	n	n	Anzeigen
	P3	FLNC	n	n	Anzeigen
	P4	MYOZ3	n	n	Anzeigen
	Px	CACNA2D3	n	n	Anzeigen
	P8	PYROXD1	n	n	Anzeigen
	K1	COL6A3	n	n	Anzeigen

- 2 Nach fertiger Bearbeitung Ihrer Pferdeprobe erhalten Sie eine automatische E-Mail mit Ihren Ergebnissen.

Weitere Fragen:

Sie haben Fragen zu Ihren Ergebnissen oder zum Probenversand?
Dann kontaktieren Sie uns gerne unter: support@generatio.com



Zusätzlich haben wir eine Auswahl von Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen auf unserer Webseite zusammengestellt: www.generatio.de/informationen/faq

Generatio GmbH

Blumenstr. 49
69115 Heidelberg
Deutschland

Kontakt für Pferdeproben:
support@generatio.com
+49 7071 565 448 50 (Tel)

Kontakt für Hunde- & Kamelproben:
support@generatio.com
+49 7071 565 448 50 (Tel)